

Page	Function	item	Phase3 [new feature(or modified) marked in green] 1. 将照片与病历纪录关联 2. 将"新增病患"改为"新增病患及病历纪录" 3. 将上传照片移置拍照选单中 4. 删除权限
start page	Log in	Log in	登入账号
	contact us	contact us link	click "contact us " -> popup confirm window -> open website (https://rxphoto.com/contact/)
	current version	current version	登入页右下角显示目前版本
nav bar	Search	Search	搜寻病患, 于搜寻字段直接输入以下信息搜寻: 1. 姓名 2. 病历内容(诊断/治疗/备注) 3. 病历号
			点击"X"以清空搜寻字段内容
	Re-load	Re-load	点击按钮以刷新页面
	Logout	Log out account	注销账号
home page	新增病历纪录	跳出窗口	点击新增, 跳出新增病历纪录窗口
		窗口字段	新增病历纪录窗口 1. 病历号 (必填) 2. 姓名 (必填) 3. 头像 4. 生日 5. 来诊日期 (预设当日) (必填) 6. 医师 (必填) 7. 诊断 8. 治疗 9. 备注
		新增病患	2~4项字段 for patients 输入病历号后, 才显示2~9项字段, 确认该病患是否存在 1. 已存在, 自动带入2~4项字段内容
		新增纪录	5~9项 for 病历纪录
			6: 本次来诊的主治医师, 预设登入账号, 可换成其他人
			7&8 : 新增诊断 / 治疗: el. Remote search, 多选
			9: 输入备注 (1) 手动输入内容 (2) 选取常用词组
		储存数据	点击新增后, 1. 病患已存在, 新增病历纪录 2. 病患不存在, 新增病患及新增病历纪录

Page	Function	item	Phase3 [new feature(or modified) marked in green] 1. 将照片与病历纪录关联 2. 将"新增病患"改为"新增病患及病历纪录" 3. 将上传照片移置拍照选单中 4. 删除权限
		流程	create a medical recordt -> click "create" -> enter the personal page of the new patient
	patient list	patient list	显示该账号所创的所有病患列表
Patient personal page	UI	nav bar for Patient personal page	在个人页的navigation bar显示病患姓名
	Re-load	Re-load	点击按钮以刷新页面
	侧边面板	侧边面板	点击按钮，展开或收起侧边面版
	Task	患部角度模块	显示最新的病历纪录的患部角度模块列表
	take photo flow	take photo flow	选择患部角度 - popup选单: template / ghosting / upload (当该角度模板有照片时, 才可以选择ghosting模式)
	take photos	use the Anatomical template	使用身体部位角度模板
		photo ghosting mode	照片重影: (1) 预设为病患相簿中该角度第一次拍摄的照片, 可选择其他照片 (2) 调整透明度
		take uncategorized photo without template	拍摄不分类的照片
	Upload photos	Upload photos from device to server	将上传按钮改到模式选单中, 上传照片窗口显示字段 1. 照片 2. 拍摄日期 3. 拍摄者(预设为现在登入的账号) 4. 备注
Preview photo	Retake	Retake photo for the same angle	重拍同角度的照片
	Add Note	add a note for photo	新增照片备注
	view note	显示备注	备注显示区域可以加标题"备注:", 用以区分编辑工具中"文字"与备注的差别
	Take More	Take more photo for the same angle	拍摄更多相同角度的照片
	save photo	upload photo to server	将照片上传到server
		Save photos on local db	将照片存在装置中
		save edit photo	编辑照片后点击储存, 将编辑与原始的照片都储存 (同时储存在本地与上传server)
	next angle	Take next angle	连拍同一部位的下一个角度, 当同一部位拍完后, 回到个人页
		pen tool	画出手指轨迹的实线
		injection track	注射标注
		text	输入文字

Page	Function	item	Phase3 [new feature(or modified) marked in green] 1. 将照片与病历纪录关联 2. 将"新增病患"改为"新增病患及病历纪录" 3. 将上传照片移置拍照选单中 4. 删除权限
	edit tool	dotted line	画出手指轨迹的虚线
		circle	点击后，在预览照片区上拖曳，可将起点到终点的直线当作圆圈的长宽
		recover	回复上一个步骤
		save	编辑单张照片并另存新档(同时存在服务器及装置
Medical history	列表	病历纪录	显示该病患的所有病历纪录, 依照来诊日期由新到旧
		切换病历纪录	点击病历列表，可切换显示其他病历纪录的角度模板列表，此时拍摄的照片储存在该病历纪录。
	建立病历纪录	新增窗口	新增病历纪录窗口 1. 来诊日期 (预设当日) (必填) 2. 医师 (必填) 3. 诊断 4. 治疗 5. 备注
		字段输入	3&4 : 点击新增诊断 / 治疗按钮, 显示菜单 5: 输入备注 (1) 手动输入内容 (2) 选取常用词组
	修改	修改	只可以修改3~5项字段
	删除	确认删除	删除前跳出确认窗口
		删除权限	只有管理员账号可以删除病历纪录
Gallery	view	view thumbnail (sort by date or body part)	图库显示缩图
		select photos	单击缩图，选取照片
		view one single photo	双击缩图可以全屏幕浏览照片, 显示编辑模式
			可切换成检视模式: 以Pinch手势缩放照, 不显示编辑工具及备注区域
	edit tool		可新增备注
		pen tool	画出手指轨迹的实线
		injection track	注射标注
		text	输入文字
		dotted line	画出手指轨迹的虚线
		circle	点击后，在预览照片区上拖曳，可将起点到终点的直线当作圆圈的长宽
		recover	回复上一个步骤
		save	编辑单张照片并另存新档(同时存在服务器及装置

Page	Function	item	Phase3 [new feature(or modified) marked in green] 1. 将照片与病历纪录关联 2. 将"新增病患"改为"新增病患及病历纪录" 3. 将上传照片移置拍照选单中 4. 删除权限
	function button	function button	功能按钮: "比的照片"及"制作报告", 选取两张照片后可执行功能
compare photos	compare photos	模式	在此窗口中, 分为两个模式: 1. 编辑模式: 可以编辑并储存两张照片(edit tool、储存按钮、切换照片模式按钮) 2. 检视模式: 可以缩放照片(切换手势模式按钮、切换照片模式按钮)
		pen tool	画出手指轨迹的实线
	edit tool	injection track	注射标注
		text	输入文字
		dotted line	画出手指轨迹的虚线
		circle	点击后, 在预览照片区上拖曳, 可将起点到终点的直线当作圆圈的长宽
		recover	回复上一个步骤
		save	编辑单张照片并另存新档(同时存在服务器及装置)
Report	Report	make a report	制作报告, 内容包含: 1. 带入数据字段 (1) 诊所信息(LOGO/诊所名称/地址/网站/email/电话) (2) 病患名称 (3) 输出报告的日期 (4) 选取的照片及显示照片备注
All	UI	UI文案	将UI文字改为中文, 之后会提供文案档案